

コールド・ホットパック

AA9511B

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。

目 次

1 . 特 徴	1
2 . 使用方法	1
2 - 1 コールドパック	1
2 - 2 ホットパック	1
3 . その他の使用上の注意.....	2
4 . お手入れ方法	2
5 . 仕 様	2

表示の意味は次のようになっています。



警告 ... 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの



注意 ... 取り扱いを誤ると、
傷害または物的損害の発生が想定されるもの

1 . 特 徴

本製品は、冷やせばコールドパックとして、温めればホットパックとしてご使用できます。

2 . 使用方法

2 - 1 コールドパック

パックをフリーザーで2時間以上冷却します。

フリーザーから取り出し、タオルのような布で全体を包みます。冷た過ぎないように、包み方または布の材質で調節して、患部に当てます。使用しない時は、フリーザーに入れて保管してください。



警告

直接、患部に当てない

凍傷を起こす恐れがありますので、必ずタオルで包むか衣類の上から当ててください。

2 - 2 ホットパック

パックを電子レンジで温めます。

室温から温める場合には、最初に1分間温めます。温まり具合が不十分な場合、再度電子レンジに入れて15秒間ずつ温めて、適度な温度になるまで再加熱します。

冷めたパックを温め直す場合にも、パックの温度を確認しながら短時間ずつ温めてください。

電子レンジから取り出し、タオルのような布で全体を包みます。包み方または布の材質で熱過ぎないように調節して、患部に当てます。

参考 1) 電子レンジでの加熱時間の目安として、500Wの場合約2分です。

2) 電子レンジで温める方法の他に、熱い湯で温めることもできます。


その場合は、湯温により温める時間が異なりますので、パックの温度を確認しながら、温めてください。



警告

直接、患部に当てない

やけどを起こす恐れがありますので、必ずタオルで包むか衣類の上から当ててください。


 注意	温め過ぎに注意 温め過ぎるとパックが破損したり、中身が漏れ出したりする恐れがあります。
	温度差に注意 パックの中央と周辺で温度差がありますので、タオルの上から手で全体の温度を確認してください。

3．その他の使用上の注意

- 1) 外用鎮痛剤といっしょに使用しないでください。
- 2) 循環器疾患患者にコールドパックを使用する場合は、医師の指示に従ってください。
- 3) パックが破損したら、使用を中止してパックごと破棄してください。
- 4) 使用中に、気分が悪くなる等異常を感じましたら、すぐに使用を中止してください。
- 5) パックの上に乘らないでください。
- 6) お子様の手の届かない場所で保管してください。

4．お手入れ方法

使用後にパックの両面を殺菌性のある石鹸で洗ってください。
その後、水ですすぎ、タオル等でよく拭いて乾かします。以上の作業を定期的に行ってください。

 注意	ベンジン、シンナー等の揮発性・可燃性のもので拭かない パックが損傷する恐れがあります。
---	---

5．仕 様

外形寸法 2 2 5 (W) × 1 5 5 (D) mm
質 量 約 4 1 0 g

安全性情報ご連絡のお願い

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用になる前に、製品に付属している取扱説明書をお読みいただき、正しく安全な使い方でご愛用くださいますようお願いいたします。

尚、弊社製品を使用中に健康被害などが発生した場合には、営業所お客様担当係又は下記連絡先に速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。

連絡先

酒井医療㈱ CS・安全推進室
TEL: 03 - 5800 - 3071 (直通)

酒井医療株式会社

本社	〒113-0033	東京都文京区本郷 3 - 15 - 9	03(3811)7211(代)
札幌営業所	〒065-0018	札幌市東区北 18 条東 19 丁目 3 - 23	011(780)5570(代)
盛岡営業所	〒020-0051	盛岡市下太田下川原 11 - 21	019(656)3221(代)
仙台営業所	〒983-0043	仙台市宮城野区萩野町 3 - 1 - 2	022(231)4481(代)
新潟出張所	〒950-0855	新潟市江南 6-1-11	025(286)1788(代)
埼玉営業所	〒332-0021	川口市西川口 4 - 13 - 7	048(255)0451(代)
千葉営業所	〒270-2203	松戸市六高台 7 - 71 - 3	047(394)6770(代)
東京営業所	〒113-0033	東京都文京区本郷 3 - 15 - 9	03(5800)3076(直)
国分寺営業所	〒185-0021	国分寺市南町 2 - 1 - 39 セラミカ	042(320)2680(代)
横浜営業所	〒224-0041	横浜市都筑区仲町台 5 - 6 - 34 ベルウッド	045(944)4478(代)
名古屋営業所	〒460-0012	名古屋市中区千代田 2 - 6 - 12	052(263)9867(代)
金沢出張所	〒920-0025	金沢市駅西本町 5-8-31	076(223)4420(代)
大阪営業所	〒534-0022	大阪市都島区都島中通 3 - 17 - 5	06(6928)4321(代)
神戸出張所	〒657-0028	神戸市灘区森後町 1 - 2 - 5 MKビル	078(811)6031(代)
広島営業所	〒731-0113	広島市安佐南区西原 1 - 12 - 16	082(871)0420(代)
高松営業所	〒761-0113	高松市屋島西町 2285 - 17	087(841)3144(代)
福岡営業所	〒812-0015	福岡市博多区山王 1 - 14 - 17	092(473)8481(代)
鹿児島出張所	〒890-0052	鹿児島市上之園町 16 - 10 ケントハウス ビル	099(252)5251(代)
白井工場	〒270-1431	白井市根 235 - 2	047(497)1911(代)